



# ACTIVE *ErectTens*

## Elektrostimulationsgerät bei erektiler Dysfunktion

Bei der Reizstromtherapie werden die glatten Muskelzellen der Schwellkörper stimuliert. Diese Muskulatur ist nicht willkürlich zu beherrschen und entzieht sich damit einem aktiven Training. Reizströme simulieren den Nervenimpuls, auf den die Muskelzellen normalerweise reagieren. So wird deren Reaktionsbereitschaft und Schnelligkeit gesteigert.

### Indikationen:

Das **ACTIVE *ErectTens*** eignet sich zur Behandlung von Erektionsstörungen aufgrund von Schädigung oder Schwäche der Muskelzellen im Schwellkörpersystem bzw. des Beckenbodens, also sogenannten organisch bedingten Erektionsstörungen. Wichtig ist, dass auch bei Versagen der SKAT-Therapie eine Reizstromtherapie wieder zu Erektionen führen kann. Falls nicht, so kann im Anschluss an eine Reizstromtherapie die SKAT-Behandlung wieder erfolgreich sein.

Diese Therapie ist medizinisch erforscht und durch Studien\* belegt.

\* Stief CG et al. ‚Erektile Dysfunktion‘, Diagnostik und Therapie, Springer Verlag, 1997

### Häufige Ursachen von Erektionsstörungen sind:

- Diabetes (erhöhter Blutzucker)
- Bluthochdruck
- Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose)
- Erhöhte Blutfettwerte
- Depressionen (oder andere seelische Erkrankungen)
- Neurologische Krankheiten (Multiple Sklerose, Querschnittslähmung)
- Operation der Prostata
- Gefäßerkrankungen der Schwellkörper des Penis
- Nieren- und Leberinsuffizienz
- Herzinfarkt und Schlaganfall
- Medikamente (z. B. gegen Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen, Blutfettsenker, Entzündungshemmer, Antidepressiva und zur Entwässerung)
- Rauchen und Alkoholmissbrauch

### Das ACTIVE *ErectTens*® besteht aus:


- Stimulationsgerät **ACTIVE *ErectTens***
- Selbstklebelektrode SKE 50 x 50, 1 VPE (4 Stück)
- Selbstklebelektrode SKE 15 x 75, 1 VPE (6 Stück)
- Schlingenelektrode (1 Stück)
- Verbindungskabel
- Gel 60 g
- Batterie (9 V)
- Koffer zur Aufbewahrung
- Broschüre, Gebrauchsanweisung

PZN 7517829

EAN: 4013273001205

Art. Nr.: AET

Made in Germany

 0197 Medizinprodukt



An  
 KESSEL Marketing und Vertrieb  
 Kelsterbacher Straße 28  
 64546 Moerfelden-Walldorf  
 Deutschland

## Bestellschein **ACTIVEErectTens**

ART.-NR.	ARTIKEL	PREIS Euro*	MENGE
AET	<b>ACTIVEErectTens</b> Komplettes System (inkl. der unten aufgeführten Artikel)	198,00	
<b>Verbrauchsmaterial zum Nachbestellen</b>			
AET KB	Kabel Typ 5.15	4,40	
AET SKE I	Selbstklebeelektrode 50x50 4 Stück	9,25	
AET SKE II	Selbstklebeelektrode 15x75 6 Stück	10,95	
AET G60	Gel 60 g	4,20	
AET SE	Schlingenelektrode 1 Stück	7,80	
AET BT	Batterie (9 V)	2,50	
AET VP	Verpackung (Koffer)	9,50	

\* Alle Preise inkl. 19 % MWSt, zzgl. Porto- und Verpackungskosten

Bitte liefern Sie auf Rechnung an:

Kundennummer (falls bekannt)

Vorname

Nachname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Bitte senden Sie mir Prospekte zu weiteren Produkten Ihres Hauses zu.  
 (Datenschutz: Ihre Adresse wird NICHT an Dritte weitergegeben!)

Hiermit bestelle ich zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Kessel Marketing Et Vertriebs GmbH (zu finden im Internet unter [www.medintim.de](http://www.medintim.de)) einschließlich der Belehrung über das Widerrufsrecht.

Datum/Unterschrift

